



体外診断用医薬品

クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ
ヒストファイン SAB-PO(R)キット
サイログロブリン

第一抗体

抗サイログロブリンポリクローナル抗体

(動物種：ウサギ)

包装： 50 テスト (6mL)

Code： 422691

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地 6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ ヒストファイン SAB-PO(R)キットの構成試薬 第一抗体である。

■本品を使用する際は、ヒストファイン SAB-PO(R)キットの添付文書をよく読んで使用すること。

■特異性および抗原分布：ヒトサイログロブリンと反応する。甲状腺細胞と反応する。

■製法：KLHに結合させたヒトサイログロブリンを免疫したウサギ血清より得ている。

1. 内容

第一抗体・・・抗サイログロブリンポリクローナル抗体 (動物種：ウサギ)。

液状。

ウシ血清アルブミン(BSA)と 0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて、即時使用可能な抗体濃度に希釈済み。

1 バイアル中に 6mL を含む。

**2. 使用方法

パラフィン包埋切片の免疫組織化学および免疫細胞化学染色に使用できる第一抗体である。

スライド上の組織切片が完全に覆われるように第一抗体を 2 滴(100 μ L)滴下し、常温(15-25 $^{\circ}$ C)で 30 分~1 時間インキュベートする。*

**■参考1：組織の固定条件等により4 $^{\circ}$ C、一晩のインキュベートで良好な染色が得られる場合もある。

**■参考2：組織の固定条件等によりヒストファイン トリプシン溶液(Code:415101)にて10分間(37 $^{\circ}$ C)処理することで、より良好な染色結果が得られる場合がある。

**3. 貯法および使用上の注意

1. 2-8 $^{\circ}$ C保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用前に室温に戻すこと。
4. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
5. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

**4. 取扱上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本製品に関する安全情報は安全データシートを参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本製品の廃棄の際には、各施設や地域および国のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. 本品は、動物由来成分を含むので、取扱に注意が必要である。
6. アジ化ナトリウムは有毒化学薬品である。本製品の含有量は危険なものとして分類されないが、蓄積されたアジ化ナトリウムは爆発性の金属アジ化物として形成され、水道管に含まれる銅、鉛と反応する可能性がある。そのようなリスクを避けるために大量の水とともに洗い流すこと。
7. ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

5. 主要文献

- (1) Alvozes-Saavedra, J. et al: Hum. Pathol. 14: 62, 1983
- (2) Naim, R. C.: Fluorescent protein tracing, Livingstone, Edinburgh, 1964
- (3) Sternberger, L. A.: Immuno-cytochemistry, Wiley. New York, 1979
- (4) Franklin, W. A. et al: Cancer 50: 939-945, 1982
- (5) Kameda, Y. et al: Cancer 44: 2017-2082, 1979