



研究用試薬

## ヒストファイン

プロテアーゼ(ヒストステイナー用)

包装：12mL×2本

Code：715231

製造販売元

**株式会社ニチレイバイオサイエンス**

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

### 1. 内容

プロテアーゼ溶液。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1バイアル中に12mLを含む。2バイアルで構成されている。

### 2. 使用目的

自動染色装置ヒストステイナー用。

プロテアーゼ処理は、ホルマリン固定したパラフィン包埋切片の免疫組織化学染色を行う際、その染色強度を増強する目的で行われる。プロテアーゼはトリプシンより強い処理効果が得られる。

### 3. 使用方法

1) 他の試薬とともに試薬ラック(ヒストステイナー用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

### 4. 染色方法の設定

反応時間を5分間とする。

### 5. 貯法

2-8℃保存。

■ 研究用としてのみ使用すること