



研究用試薬

ヒストファイン

抗原賦活化液

プロテアーゼ溶液(AT用)

包装：40テスト(5.2mL)

Code：AT1523-1

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、自動染色装置ヒストステイナーAT用の試薬である。

1. 内容

プロテアーゼ溶液。抗原賦活化液。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1バイアル中に5.2mLを含む。

*2. 使用目的

本品は、ホルマリン固定パラフィン包埋切片の免疫染色において、タンパク質を分解し抗原性を賦活する目的で行う前処理に使用する。

研究用としてのみ使用すること。

*3. 使用方法

本品は、ヒストステイナーATのソフトウェア上では、試薬名「Protease-AT」と登録されている。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

4. 染色方法の設定

ヒストファイン 第一抗体の各使用説明書を参照すること。

5. 貯法及び使用上の注意

1. 2-8℃保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
4. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

*6. 取扱い上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本品に関する化学物質の安全情報は安全データシート(SDS)を参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本品の廃棄の際には、各施設や地域国のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱い及び廃棄法を用いるとともに、免疫染色又は*in situ*ハイブリダイゼーションを実施するにあたって、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。