

試験成績書

製品名	牛胎児血清 (FBS) SA	
製品番号	173012	
ロット番号	BCBZ5443	
原産国	コロンビア	
製造年月日	2018年10月26日	貯法 -10°C - -40°C保存
有効期限	2023年9月30日	研究用としてのみ使用すること

TEST	SPECIFICATION	RESULTS
Country of origin	Record	Colombia
Appearance	Clear, light straw-dark amber liquid	Clear straw to amber liquid
pH	6.8 - 8.1	7.24
Osmolality test	260 - 330 mOsm/kg H ₂ O	309 mOsm/kg
Sterility (Bacteria and Fungi)*	No microbial growth detected	No microbial growth detected
Mycoplasma test	None detected	None detected
Hemoglobin assay	</= 25 mg/dL	17.99 mg/dL
Endotoxin assay	</= 100.0 EU/mL	<0.2 EU/mL
Bovine IgG	Record (ug/mL)*	158.7 ug/mL*
Total protein	3.0 - 4.5 g/dL	3.78 g/dL
Protein gel electrophoresis		
A/G Ratio	Record	0.9
Albumin	Record	17.6 g/L
Alpha globulin	Record	15.7 g/L
Beta globulin	Record	4.2 g/L
Gamma globulin	Record	0.4 g/L
Cell growth*	Tested	Tested
Cloning efficiency	Tested	Tested
Plating efficiency	Tested	Tested
Virus test*		
Cytopathic Effect (IBR)	Record	Not detected
Hemadsorption (PI3)	Record	Not detected
Bovine Virus Diarrhea	Record	Tested
Biochemical Profile		
ALAT (SGPT)	Record	6 IU/L
Alkaline Phosphatase	Record	393 IU/L
ASAT (SGOT)	Record	34 IU/L
Bilirubin (Total)	Record	0.2 mg/dL
Calcium	Record	14.1 mg/dL
Chloride	Record	99 mmol/L
Cholesterol	Record	33 mg/dL
Creatinine	Record	2.9 mg/dL
Gamma Glutamyltransferase (GGT)	Record	7 IU/L
Glucose	Record	83 mg/dL
Iron	Record	152 ug/dL*
Lactate Dehydrogenase	Record	655 IU/L
Phosphorus	Record	8.6 mg/dL
Potassium	Record	12.0 mmol/L
Sodium	Record	134 mmol/L
Triglycerides	Record	61 mg/dL
Urea	Record	41 mg/dL
Uric Acid	Record	2.0 mg/dL

2018年11月26日 作成
2019年8月1日 発行

株式会社 ニチレイバイオサイエンス 品質保証部

安田 和彦



輸入発売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

本社 〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

TEL.03(3248)2207 FAX.03(3248)2243

NICHIREI BIOSCIENCES INC.

