

## 試験成績書

製品名	牛胎児血清 (FBS) SA		
製品番号	173012		
ロット番号	BCCB5026		
原産国	アイルランド		
製造年月日	2019年7月10日	貯法	-10°C -- -40°C保存
有効期限	2024年6月30日	研究用としてのみ使用すること	

TEST	SPECIFICATION	RESULTS
Country of origin	Record	Ireland
Appearance	Clear, light straw-dark amber liquid	Clear straw to amber liquid
pH	6.8 - 8.1	7.31
Osmolality test	260 - 330 mOsm/kg H <sub>2</sub> O	302 mOsm/kg
Sterility (Bacteria and Fungi)*	No microbial growth detected	No microbial growth detected
Mycoplasma test	None detected	None detected
Hemoglobin assay	</= 25 mg/dL	13.53 mg/dL
Endotoxin assay	</= 100.0 EU/mL	<0.2 EU/mL
Bovine IgG	Record (ug/mL)*	168.8 ug/mL*
Total protein	3.0 - 4.5 g/dL	3.17 g/dL
Protein gel electrophoresis		
A/G Ratio	Record	0.7
Albumin	Record	13.1 g/L
Alpha globulin	Record	13.2 g/L
Beta globulin	Record	5.0 g/L
Gamma globulin	Record	0.5 g/L
Cell growth*	Tested	Tested
Cloning efficiency	Tested	Tested
Plating efficiency	Tested	Tested
Virus test*		
Cytopathic Effect (IBR)	Record	Not detected
Hemadsorption (PI3)	Record	Not detected
Bovine Virus Diarrhea	Record	Tested
Biochemical Profile		
ALAT (SGPT)	Record	<6 IU/L
Alkaline Phosphatase	Record	225 IU/L
ASAT (SGOT)	Record	56 IU/L
Bilirubin (Total)	Record	0.18 mg/dL
Calcium	Record	12.8 mg/dL
Chloride	Record	103 mmol/L
Cholesterol	Record	31.0 mg/dL
Creatinine	Record	2.1 mg/dL
Gamma Glutamyltransferase (GGT)	Record	6 IU/L
Glucose	Record	103.0 mg/dL
Iron	Record	194 ug/dL*
Lactate Dehydrogenase	Record	270 IU/L
Phosphorus	Record	9.9 mg/dL
Potassium	Record	11.3 mmol/L
Sodium	Record	134 mmol/L
Triglycerides	Record	68.0 mg/dL
Urea	Record	28.0 mg/dL
Uric Acid	Record	2.3 mg/dL

2019年8月1日 作成・発行

株式会社 ニチレイバイオサイエンス 品質保証部

安田 和彦



輸入発売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

本社 〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

TEL.03(3248)2207 FAX.03(3248)2243

NICHIREI BIOSCIENCES INC.

