

# HISTOFINE

免疫組織化学染色試薬  
ホルマリン固定パラフィン包埋切片用

研究用試薬

胚細胞腫瘍マーカーとして有用

## 抗SALL4モノクローナル抗体 (6E3)

- 動物種：マウス
- クローン：6E3
- 研究用としてのみ使用すること
- コード：418441
- 包装：50テスト(6mL) 希釈済抗体
- 価格：¥60,000

## 抗Oct-3/4モノクローナル抗体 (N1NK)


- 動物種：マウス
- クローン：N1NK
- 研究用としてのみ使用すること
- コード：418451
- 包装：50テスト(6mL) 希釈済抗体
- 価格：¥50,000

価格はメーカー希望小売価格を表示しております。なお、この価格には消費税は含まれておりません。

前処理 (抗原賦活化) として「抗原賦活化液pH9」(コード:415201またはコード:415211) を用いた温浴処理が必要です。


### ■ 染色データ

#### ■ 抗SALL4モノクローナル抗体 (6E3)



■ セミノーマ: 腫瘍細胞の核に陽性反応がみられる。  
\*pH9 温浴処理(+)

#### ■ 抗Oct-3/4モノクローナル抗体 (N1NK)



■ 未分化胚細胞腫: 腫瘍細胞の核に陽性反応がみられる。  
また、細胞質にも反応がみられる。  
\*pH9 温浴処理(+)

使用キット: シンプルステインMAX-PO(MULTI)、DAB基質キット \* : 抗原賦活化液pH9 (Code:415201、415211)